

# Rebound Tonometer SK-5200A



Sevdiğiniz Evcil Hayvanınızın Parlak Geleceğini Teknolojinin Gözüyle Koruyun



◆ Konfor

◆ Hız

◆ Doğruluk

◆ Güvenlik

◆ Kullanım Kolaylığı

◆ Hassasiyet

**Model:**  
**SK-5200A**





## Neden SK-5200A'yı Seçmelisiniz ?



Model: SK-5200A



### Konfor

Yüzey anestezi veya herhangi bir kimyasal solüsyon kullanılmasına gerek yoktur , ölçüm süreci evcil hayvan için hızlı ve rahattır .



### Hız

Ölçüm süresi çok kısadır; sadece birkaç saniyede tamamlanabilir, veriler anında görüntülenir, ölçüm verimliliği büyük ölçüde artırılır.



### Doğruluk

Rebound tonometre sonuçları doğru ve güvenilirdir; istatistiksel P değerleri NCT'ye kıyasla üstünlük göstermekte ve Goldmann applanasyon tonometresi (GAT ) ile yüksek uyum içindedir ( ortalama fark  $\pm$  standart sapma = 1,34 mmHg  $\pm$  2,03 mmHg).



### Çeviklik

Özel ölçüm ortamlarına gerek yoktur , Karanlık odalar veya belirli sıcaklık kontrolleri gibi koşullara ihtiyaç duymadan, çeşitli ortamlarda kolayca kullanılabilir



### Kullanım Kolaylığı

Basit tasarıma sahip, elde taşınabilir ölçüm yapılabilir, kullanımı kolaydır, başlangıcı kolaydır.



### Güvenlik

Tek kullanımlık problemlerin kullanımı çapraz bulaşmayı etkili şekilde önler; küçük temas alanı kornea hasarı riskini azaltır.



Evcil kedi üzerinde kullanım



Evcil köpek üzerinde kullanım




## Teknik Veriler

### Temel Parametreler

Model	SK-5200A
Kullanım	Göz içi basınç ölçümü
Hayvan türleri ölçümü	kedi, at, tavşan, sıçan, fare, köpek
Ölçüm doğruluğu	$\pm 1.0$ mmHg (3-25 mmHg arası) $\pm 1.7$ mmHg (25-60 mmHg)
Ölçüm tekrarlanabilirliği	Tonometrin tekrarlanabilirliği <%8
Veri saklama kapasitesi	100
Çalışma mesafesi	4-7mm
Görüntüleme ünitesi	mmHg, kPa
Maksimum eğim açısının tespiti	200°
Çalışma modu	süreklilik
Çalışma ortamı	Sıcaklık: +10 ° C- +35° C Bağıl nem: %30 - %90 Atmosfer basıncı: 800 hPa - 1060 hPa
Diğer özellikler	1. Kesintisiz 6 kez test edilebilir 2. Bluetooth yazıcı desteği 3. Pil ile çalışır, kuru pil desteği bulunur şarj edilebilir pil



**ChongQing  
Sunkingdom Medical  
Enstrüman Ltd. Şti.**



**Merkez Ofis: Çin Kaynak Merkezi, Jiulongpo Bölgesi, Chongqing**

**40050, Çin, A Blok, 10. Kat, Oda 12**

**Tel:+86 23 68643990**

**Whatsapp:18602360685**

**Faks: +86 23 68102793**

**E-posta: sales@cqsunkingdom.com**

**URL:en.cqsunkingdom.com**